

Victo™

Sfincter Prothese

Voor de behandeling van Stress-incontinentie bij mannen


Deze brochure bevat essentiële informatie over Victo™ en dient als aanvulling op de informatie die u reeds van uw behandelend arts heeft ontvangen

De Sfincter Prothese of kunstmatige blaassluitspier, Victo™ is een met vloeistof gevulde siliconen implantaat.

De Sfincter Prothese is zodanig ontworpen dat hij de functie van de beschadigde blaassluitspier overneemt.

Uit welke onderdelen bestaat Victo™ en hoe worden deze in het lichaam geplaatst?

Victo wordt compleet in het lichaam geplaatst. Het systeem bestaat uit verschillende componenten welke door middel van slangen met elkaar verbonden zijn:



Manchet:

Het manchet is een zacht drukkussen welke om de plasbuis wordt aangebracht. Door de gelijkmatige druk op de plasbuis blijft u onder normale omstandigheden continent.

Pomp:

De pomp wordt in de balzak geplaatst. Door zijn ligging direct onder de huid is deze eenvoudig te pakken en te bedienen.

Ballon 1:

Deze ballon wordt in de buikholte geplaatst en regelt de vloeistofstroom tussen het manchet en de ballonnen.

Ballon 2:

Deze ballon wordt ook in de buikholte geplaatst. Hij vangt plotselinge drukverhogingen op (bij hoesten, niezen, bukken, enz.) door het verhogen van de druk van het manchet op de plasbuis.